

Vægbeslag 40-40905-9


Wall Plate, Wand montage platte

Montageanvisning

Mounting instructions, Montageanleitung



Loire straight DS 3028



Alle mål i mm

All measurements in mm

Alle Abmessungen in mm



* I henhold til DS 3028

** Ved forskellige brugere anbefales h=800mm

*** Benyttes rejse/sættebeslaget anbefales, at toppen af dette placeres i h=800mm



* According to the DS 3028

** If various users recommended h = 800mm

*** If Get up/sit down fitting is used it is recommended that the top of this is placed in h = 800mm




* Nach der DS 3028 (Dänischer Standard)

** Bei verschiedenen Benutzern empfohlen h = 800mm

*** Wird die aufsteckbare Aufstehhilfe benutzt, empfehlen wir, eine Gesamthöhe von h = 800mm

Loire straight DIN 18040-1 (Tyskland – Germany – Deutschland)



Alle mål i mm

All measurements in mm

Alle Abmessungen in mm



* I henhold til DIN 18040-1

** Benyttes rejse/sættebeslaget anbefales at toppen af dette placeres i h = 800mm



* According to the DIN 18040-1

** If Get up/sit down fitting is used it is recommended that the top of this is placed in h = 800mm




* Nach DIN 18040-1:

Der lichte Abstand zwischen den Stützklappgriffen muss 65 cm– 70 cm betragen.

** Bei Einsatz der Aufstehhilfe empfehlen wir , eine Gesamthöhe von h = 800mm

!! Bitte prüfen Sie vor der Montage die individuellen Anforderungen!

Loire wave DS 3028



Alle mål i mm

All measurements in mm

Alle Abmessungen in mm



* I henhold til DS 3028

** Ved forskellige brugere anbefales h=800mm



* According to the DS 3028


** If various users recommended h = 800mm



* Nach der DS 3028 (Dänischer Standard)

** Bei verschiedenen Benutzern empfohlen h = 800mm

Loire wave DIN 18040-1 (Tyskland – Germany – Deutschland)



Alle mål i mm

All measurements in mm

Alle Abmessungen in mm



* I henhold til DIN 18040-1



* According to the DIN 18040-1





* Nach DIN 18040-1:




Der lichte Abstand zwischen den Stützklappgriffen muss 65 cm– 70 cm betragen.

!! Bitte prüfen Sie vor der Montage die individuellen Anforderungen!

Loire straight & wave



Loire straight & wave





Vedligeholdelse

Toiletstøtten er vedligeholdelses fri. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi dog jævnligt, at undersøge alle boltforbindelser og bevægelige dele for at sikre, at ingen dele er løse, og at befæstelser til væggen er intakte

Rengøring

Benyt ikke højtryks rensere til rengøring af dette produkt. Produktet kan ikke vaskes i en vaskemaskine

Benyt blot en blød klud eller svamp med alm. sæbevand (pH 7), maks. 60°. Rengør altid produktet efter brug, derigennem forhindres snavs, at sætte sig fast på overfladerne.

VIGTIGT: Benyt ikke skurepulver eller andre slibende produkter, da de vil ridse overfladerne på dette produkt. Benyt heller ikke spidse eller skarpe rengøringsredskaber. Stærke syrer eller alkaliske produkter må IKKE benyttes.



Maintenance

The toilet supports are maintenance free. For safety reasons it is recommendable to check all mounting screws and moving parts to be sure all is tightened ok, and that all attachment to the wall is in correct and safe condition.

Cleaning

To clean this product, do not use a high-pressure washer. This product is not machine washable.

Simply use a soft cloth or sponge with soapy water (pH 7) of max 60°C. Always clean this product after use to prevent dirt from sticking to the surface.

Important:

Do not use scouring powder or other abrasives as they may scratch the surface. Also avoid the use of cleaning utensils with sharp edges. Never use strong mineral acids or alkali.



Wartung

Der Stützarm ist wartungsfrei. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch eine regelmäßige Überprüfung aller Schraubverbindungen und beweglichen Teile zur Sicherstellung, dass keine Teile lose sind.

Reinigung

Für die Reinigung dieses Produktes nie einen Hochdruckreiniger benutzen. Das Produkt mit einem weichen Lappen oder Schwamm mit höchstens 60°C Seifenwasser (pH 7) reinigen. Um das Festsetzen von Schmutz auf der Oberfläche zu verhindern, das Produkt immer nach Gebrauch reinigen.

WICHTIG: Kein Scheuerpulver oder andere schleifende Produkte verwenden, um Risse in den Oberflächen zu vermeiden. Auch keine spitzen Reinigungswerkzeuge verwenden. Starke Säure oder alkalische Produkte dürfen NICHT benutzt werden.



Reklamation

Se Generelle salgs- og leveringsbetingelser på www.ropox.dk



Complaints

See General Terms of Sale and Delivery on www.ropox.com



Reklamation

Siehe allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen auf www.ropox.dk



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved
Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.com



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved
Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.com



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved
Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.com