



Loire straight 190, 40-40140-9


Montageanvisning

Mounting instruction

Montageanleitung



I henhold til / according to DS 3028 (Danish Standard)



Vedlagt findes montage skabelon med angivelse af de 6 montagehuller på beslaget.

Brugerhøjder (overkant toiletstøtte) og installationshøjder (øverste huller i skabelon/beslag)

Brugerhøjde (anbefaling)	Installations højde (øverste huller)	Situation
800 mm (overkant armstøtte)	928 mm	Loire straight
670 mm (overkant armstøtte) 800 mm (top af rejse/sætte)	798 mm	Loire Straight med rejse/sætte beslag
<p>Hvis en anden brugerhøjde ønskes, placeres de 2 øverste huller af beslaget (eller på montageskabelon) 128 mm over den ønskede brugerhøjde på toiletstøtten.</p> <p><u>Eksempel:</u> Ønsket brugerhøjde 775 mm Installationshøjde 2 øverste huller = 775 + 128 mm = 903 mm</p>		




Please find attached mounting template showing position of the 6 holes for easy installation

User heights and installation heights (upper holes in mounting template/bracket)

User height (recommendation)	Installation height (upper holes)	Situation
800 mm (top of support arm)	928 mm	Loire Straight
670 mm (top of support arm) 800 mm (top of Get up/sit down)	798 mm	Loire Straight + Get up/sit down fitting
<p>If any other specific user height is required, simply position the 2 upper holes of the bracket (or the mounting template) 128 mm above the required height of the support arm.</p> <p><u>Example:</u> Required user height is 775 mm Installation height = 775 + 128 mm = 903 mm</p>		

DIN 18040-1 (Tyskland – Germany – Deutschland)

Center afstand – Center distance - Achs-Maß



Alle Abmessungen in mm









* Nach DIN 18040-1:





Der lichte Abstand zwischen den Stützklappgriffen muss 65 cm– 70 cm betragen.

** Bei Einsatz der Aufstehhilfe empfehlen wir , eine Gesamthöhe von $h = 800\text{mm}$

!! Bitte prüfen Sie vor der Montage die individuellen Anforderungen!



Tilbehør – Accessories - Zubehör		
40-40925	Rejse / sættebeslag Get up / sit down attachment Aufstehhilfe	
40-40915	Håndklædeholder Towel holder Handtuchhalter	
40-40910	Toiletrulleholder Toilet roll holder Papierhalter	
40-40905	Vægplade Wall plate for height adjustment Wandplatte für flexible Höheneinstellung	

Produkt info - Product info - Produkt info				
	Vare Nr. Item No. Art. Nr.	Max Load, Comply to EN12182 Maximale Belastung	Længde Length Länge	Dybde, opslået Space, folded up Tiefe, senkrecht
	40-40140 LOIRE straight 190	190kg	900mm	225mm
	Sidevers træk uden deformation Sideways pull without deflection Seitwärtiges ziehen ohne Ablenkung			
	Profil dimensioner Profile dimensions Profil Abmessungen			
	Materiale: Arm: Aluminium, pulverlakeret Vægbeslag: St.37, kromateret og pulverlakeret			
	Material: Support arm: Aluminum, powder coated Wall bracket: Steel, Chromate and powder coated			
	Material: Stützarm: Aluminium, pulverbeschichtet Montagekonsole: Stahl, chromatiert und pulverbeschichtet			



Vedligeholdelse

Toiletstøtten er vedligeholdelses fri. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi dog jævnligt, at undersøge alle boltforbindelser og bevægelige dele for at sikre, at ingen dele er løse, og at befæstelser til væggen er intakte

Rengøring

Benyt ikke højtryks renser til rengøring af dette produkt. Produktet kan ikke vaskes i en vaskemaskine

Benyt blot en blød klud eller svamp med alm. sæbevand (pH 7), maks. 60°. Rengør altid produktet efter brug, derigennem forhindres snavs, at sætte sig fast på overfladerne.

VIGTIGT: Benyt ikke skurepulver eller andre slibende produkter, da de vil ridse overfladerne på dette produkt. Benyt heller ikke spidse eller skarpe rengøringsredskaber. Stærke syrer eller alkaliske produkter må IKKE benyttes.



Maintenance

The toilet supports are maintenance free. For safety reasons it is recommendable to check all mounting screws and moving parts to be sure all is tightened ok, and that all attachment to the wall is in correct and safe condition.

Cleaning

To clean this product, do not use a high-pressure washer. This product is not machine washable.

Simply use a soft cloth or sponge with soapy water (pH 7) of max 60°C. Always clean this product after use to prevent dirt from sticking to the surface.

Important:

Do not use scouring powder or other abrasives as they may scratch the surface. Also avoid the use of cleaning utensils with sharp edges. Never use strong mineral acids or alkali.



Wartung

Der Stützarm ist wartungsfrei. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch eine regelmäßige Überprüfung aller Schraubverbindungen und beweglichen Teile zur Sicherstellung, dass keine Teile lose sind.

Reinigung

Für die Reinigung dieses Produktes nie einen Hochdruckreiniger benutzen. Das Produkt mit einem weichen Lappen oder Schwamm mit höchstens 60°C Seifenwasser (pH 7) reinigen. Um das Festsetzen von Schmutz auf der Oberfläche zu verhindern, das Produkt immer nach Gebrauch reinigen.

WICHTIG: Kein Scheuerpulver oder andere schleifende Produkte verwenden, um Risse in den Oberflächen zu vermeiden. Auch keine spitzen Reinigungswerkzeuge verwenden. Starke Säure oder alkalische Produkte dürfen NICHT benutzt werden.



Reklamation

Se Generelle salgs- og leveringsbetingelser på www.ropox.dk



Complaints

See General Terms of Sale and Delivery on www.ropox.com



Reklamation

Siehe allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen auf www.ropox.dk



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.com



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.com



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.com