


Barneseng MALIN



En trygg og stabil seng med et hjemmepreget utseende



Funksjon

I barneseng Malin vil barnet finne trygghet både for lek og søvn. Sengen er produsert i massiv furu og er overflatebehandlet med miljøvennlig bivoks.

Den ene langsiden er utstyrt med to-fløyede dører som gir en åpning på 100 cm. Liggeflaten har en høyde på 50 cm, noe som gjør det mulig for enkelte barn å klatre opp i sengen på egen hånd. For å lukke dørene forbindes begge dørbladene med en skyvebøyle på toppen. For optimal sikkerhet kan man i tillegg låse åpningen med en sikkerhetslås på toppen, samt to skyvelåser i nedre kant.

Tilbehør

Barneseng Malin kan leveres med to store, praktiske oppbevaringsskuffer i tre, bomullspolster, skai padding og plexiglass på grunder som tilbehør.

NB! Sengen leveres uten madrass, så dette må bestilles separat.



Senger

Varenr.	Varebeskrivelse
E150.50.003	Barneseng Malin 80x160 cm, grind h100 cm, total h150 cm
175.50.003.80160	Barneseng Malin 80x160 cm, grind h125 cm, total h175 cm
150.50.00	Barneseng Malin 100x200 cm, grind h100 cm, total h150 cm
175.50.003	Barneseng Malin 100x200 cm, grind h125 cm, total h175 cm

Tilbehør

Varenr.	Varebeskrivelse
99.040	Sengeskuffer 2 stk. motiv fisk/båt
99.050	Grindpolster bomull 50x300 cm
99.051	Grindpolster skai h50 cm, liggeflate 100x200 cm, 3 cm tykkelse, blå
99.051.80160	Grindpolster skai h50 cm, liggeflate 80x160 cm, 3 cm tykkelse, blå
99.051.100	Grindpolster skai h100 cm, liggeflate 100x200 cm, 3 cm tykkelse, blå
99.051.100.80160	Grindpolster skai h100 cm, liggeflate 80x160 cm, 3 cm tykkelse, blå
006063	Madrass Krapfoss 80x160x10 cm
006029	Madrass Krapfoss 100x200x10 cm
LexanP	Lexan på mål bestilt ved produksjon
LexanE	Lexan på mål etterbestilt