



# Pleieseng Olympia Care XLow

EN HØYDEJUSTERBAR, MULTIFUNKSJONSSENG SOM MAKSIMERER PASIENTKOMFORT OG BRUKERVENNLIGHET.

## Olympia Care XLow



### FUNKSJON

Pleieseng Olympia Care XLow har et løfteområde på hele 27,5-82,5 cm uten madrass. Dette gjør risikoen for å falle ut av sengen til et minimum. Den finnes i tre versjoner; med Pollux faste sidegrinder, som kan leveres i 200 og 220 cm, Trix forlengbare sidegrinder, som kan forlenges stegvis til 220 cm, eller Atmosphere 3/4-dels nedfellbare sidegrinder, som gjør at sengen kan forlenges stegvis til 220 cm.

Sengen leveres standard med hjul på Ø100 mm, sentralbrems og retningssperre. Den kan også leveres med 50 mm hjul. Sengen har da et løfteområde ned til 25 cm. Sengen har en Safe Working Load på 230 kg.

Liggeflaten er firedelt, med en rygg som trekker seg tilbake når den heves. Dette minimerer skyvekraftene på huden og personen skyves ikke ned mot fotenden av sengen. Ved hjelp av motorer reguleres liggeflatens ulike deler. En komfortknapp regulerer liggeflaten til sitteleie eller planleie ved hjelp av ett trykk, uavhengig av hvordan liggeflaten er stilt inn i utgangspunktet. Liggeflaten har stållameller som gir god stabilitet og komfort.

Olympia Care XLow er et stabilt og godt arbeidsredskap for pleiepersonalet, samtidig som sengen gir brukere som ligger i sengen god liggekomfort og gode stillinger.

Et stort utvalg tilbehør gir en bedre pleiehverdag for alle parter. Se egen brosjyre.

Olympia Care XLow er produsert i henhold til sengenorm 60601-2-52.



### SPESIFIKASJONER

SWL (Safe Working Load)	230 kg
Yttermål, bredde	100,5 cm
Yttermål, lengde	208 cm
Madrassmål, bredde	85 cm
Madrassmål, lengde	200 cm
Forlengelse av sengen	20 cm
Høydejustering	27,5-82,5 cm
Frigang under løfter	15 cm
Ryggstøtte tilt	0-70 °
Bendel tilt	0-34 °
Fotdel tilt	4 trinn
Autoregresjon av liggeflate	>10 cm
Hjuldiameter	100 mm
Låsing av hjul	Sentralbrems, retningssperre
Vekt	140 kg
Farge metalldele	RAL 9006 Alu (lys grå)
Standard	EN60601-2-52

### ALTERNATIVE GRINDER

Pollux sidegrinder - fast lengde (to grindbommer).  
Finnes i 200 og 220 cm lengde.



Trix sidegrinder - teleskop (tre grindbommer).  
Kan stegvis reguleres til 220 cm.



Atmosphere sidegrinder - 3/4-dels lengde.



### OPSJONER OG TILBEHØR

Oversikt over opsjoner og tilbehør finner du i bestillings-skjemaet. Du finner dette og mer informasjon om produktet på vår nettside [www.puls-norge.no/pleiesenger](http://www.puls-norge.no/pleiesenger)