

# Pleieseng OLYMPIA CARE



En høydejusterbar, multifunksjonsseng som maksimerer pasientkomfort og brukervennlighet

# OLYMPIA CARE

## Funksjoner

Pleieseng Olympia Care har et løfteområde på 35,5-78,5 cm uten madrass. Den finnes i fire versjoner; med Pollux faste sidegrinder, som kan leveres i 200 og 220 cm, Trix forlengbare sidegrinder, som kan forlenges stegvis til 220 cm, Twin delte sidegrinder eller Atmosphere 3/4-dels nedfellbare sidegrinder, som gjør at sengen kan forlenges stegvis til 220 cm.

Sengen leveres standard med hjul på Ø125 mm, sentralbrems og retningssperre. Sengen har en Safe Working Load på 230 kg.

Liggeflaten er firedelt, med en rygg som trekker seg tilbake når den heves. Dette minimerer skyvekraftene på huden og personen skyves ikke ned mot fotenden av sengen. Ved hjelp av motorer reguleres liggeflatens ulike deler. En komfortknapp regulerer liggeflaten til sitteleie eller planleie ved hjelp av ett trykk, uavhengig av hvordan liggeflaten er stilt inn i utgangspunktet. Liggeflaten har stållameller som gir god stabilitet og komfort.

Olympia Care er et stabilt og godt arbeidsredskap for pleiepersonalet, samtidig som sengen gir brukere som ligger i sengen god liggekomfort og gode stillinger.

Et stort utvalg tilbehør gir en bedre pleiehverdag for alle parter. Se egen brosjyre.

Olympia Care er produsert i henhold til senge-norm 60601-2-52.



## SPESIFIKASJONER

SWL (Safe Working Load)	230 kg
Ytermål, bredde	100,5 cm
Ytermål, lengde	208 cm
Madrassmål, bredde	85 cm
Madrassmål, lengde	200 cm
Forlengelse av sengen	20 cm
Høydejustering	35,5-78,5 cm
Frigang under løfter	17 cm
Ryggstøtte tilt	0-70 °
Bendel tilt	0-34 °
Fotdel tilt	4 trinn
Autoregresjon av liggeflate	>10 cm
Hjuldiameter	125 mm
Låsning av hjul	Sentralbrems, retningssperre
Vekt	140 kg
Farge metalleder	RAL 9006 Alu (lys grå)
Standard	EN60601-2-52

## Opsjoner og tilbehør

Oversikt over opsjoner og tilbehør finner du på vår nettside [www.puls-norge.no/pleiesenger](http://www.puls-norge.no/pleiesenger).