

Motorer til Qvintettsenger

50376 Comfort System leverandørnummer

Oversikt Handicare varenummer/Comfort system varenummer

Handicare Art.nr	Handicare varetekst	Handicare varetekst II	Vare-gruppe	Comfort Art. nr.	Comfort System varetekst	Motor-fabrikat	Motor varenr.	Sengetype	Slag-lengde	Effekt	IP	Kraft	Innvendige mål
BA705002	Løftemotor Qvintett type S, A	Løftemotor Qvintett type S, A, H, L, Q, 2000. Linak (La31)	AL200	9501	Lyftmotor Qvintett (LA31)	LINAK	311099	S,A,H,L,Q	305 mm	drag/tryck	66	6000N	510 mm
BA705000	Ryggmotor fra 01.12.2004	Ryggmotor fra 01.12.2004. Qvintett type S, L, og XL Linak	AL200	9502	Ryggmotor Qvintett f.o.m. 040121	LINAK	311100	S,L,XL	85 mm	tryck	66	6000N	291 mm
BA705000S	Ryggmotor til 31.11.2004	Ryggmotor til 31.11.2004 Qvintett type S og Q Linak	AL200	9502S	Ryggmotor Qvintett t.o.m. 040121	LINAK	311100	S,Q	85 mm	tryck	66	6000N	291 mm
BA705013	Fotmotor fra 01.12.2004	Fotmotor fra 01.12.2004 Qvintett type S, A, H, L, XL. Linak	AL200	9503	Fotmotor Qvintett f.o.m. 040121	LINAK	311106	S,A,	100 mm	drag/tryck	66	6000N	292 mm
BA705013S	Fotmotor til 31.11.2004	Fotmotor til 31.11.2004 Qvintett type S	AL200	9503S	Fotmotor Qvintett t.o.m. 040121	LINAK	311106	S,A,H,L,XL	100 mm	drag/tryck	66	6000N	292 mm
9505A4	Ryggmotor Qvintett Aktiv rygg	Ryggmotor Qvintett A og H aktiv rygg Linak	AL200	9505	Ryggmotor Qvintett aktiv rygg	LINAK		A,H	200 mm	tryck	66	4000N	410 mm
XL	Motorsystem Qvintett XL		AL100	9509	Lyftmotor Qvintett XL (LA34)	LINAK		XL	300 mm	drag/tryck	66	10000N	510 mm
2002	Ryggmotor Qvintett 2000	Ryggmotor Qvintett 2000 Cafs grå Item no 311283	AL200	2002	Ryggmotor Qvintett 2000	LINAK	311284	2000	104 mm	tryck	66	6000N	303 mm
2003	Fotmotor Qvintett 2000	Fotmotor Qvintett 2000 Cafs grå Item no 311284	AL200	2003	Fotmotor Qvintett 2000	LINAK	311283	2000	90 mm	drag/tryck	66	6000N	300 mm
					CS149050 NordiQ - Lyftmotor	LINAK		N	215 mm	drag/tryck	54	6000N	410 mm
					CS149051 NordiQ - Fotmotor	LINAK		N	50 mm	drag/tryck	54	6000N	300 mm
					CS149052 NordiQ - Ryggmotor	LINAK		N	110 mm	tryck	54	2500N	320 mm

Utgåtte produkter

Handicare Art.nr	Handicare varetekst	Handicare varetekst II	Vare-gruppe	Comfort Art. nr.	Comfort System varetekst	Motor-fabrikat	Motor varenr.	Sengetype	Slag-lengde	Effekt	IP	Kraft	Innvendige mål
2001	Løftemotor Qvintett 2000	Løftemotor Qvintett 2000Cafs grå Item no311099	AU300	2001	LYFTMOTOR, CAFS, GRÅ								
9501	Løftemotor seng Qvintett A4	Løftemotor seng Qvintett A4	AU300										
9503	Fotmotor seng Qvintett A4	Fotmotor seng Qvintett A4	AU300										

S = Qvintett S
 A = Qvintett A
 H = Qvintett H
 N = NordiQ
 2000 = Qvintett 2000
 L = Qvintett Large
 XL = Qvintett XL
 Q = Qiddybed
 C = Qvintett f.om 91 - t.om 95