

QVINTETT

Teknisk hitorikk Løftemotorer



Årstall	Farge på løfter og sengeramme	Funksjon mm.	Motorer mm.
1987	Brun	Løfter med gassfjær Bunnen har singel funksjon i fot Ikke omstillbar fot	12 V motor til løfter 12 V sengebunn Batteri med lader
1989		Lik som ovenstående, men med: Omstillbar fot Fotdel med spak	Lik som ovenstående
1991		Lik som ovenstående	24 V Trafo
1991	Beige	Løfter uten gassfjær Funksjoner som ovenstående Benevningen er CCM2, CCM3	Brun SKF motor Lik som ovenstående
1993		Fotdelen har en "vugge" (= hjerte/psoas) Ingen spak	Lik som ovenstående
1995		SH 24 Elektrisk rygg- og lårdel Manuell fotdel	Lik som ovenstående
1995		Qvintett og Qvartett lanseres Ny løfter Ny bunn, 20 mm avstand	Hvit SKF motor 24 V Ny styring
1998		Vi går fra Nordisk standard til EU-standard 25 mm avtand mellom rør/fast del	Lik som ovenstående
1999		Qiddybed lanseres Standard løfter Mindre bunn	Lik som ovenstående
2000		Qvintett 2000 lanseres, delbar bunn Samme løfter, men uten overramme Vridde motorer (Accord)	Ny elektronikkboks Ikke uttak for batteri
2004		Motorene vris 90°	Skifter til Linak motorer
2007		Qvintett A med aktiv rygg lanseres Standard løfter	Samme elektronikk Spesiell ryggmotor
2007		Qvintett H med delbar bunn Standard løfter	Lik som ovenstående
2007		Budget løfteren lanseres; lavere vekt. Ikke god.	Lik som ovenstående
2008		Qvintett XL lanseres; Seng med brukervekt på 250 kg, 105 og 120 cm bred Spesiell løfter	Ny elektronikk Doble ryggmotorer Spesiell løftemotor
2009		105 cm og 120 cm senger lanseres; Bredere saks og kraftigere ryggdel	Samme motor som tidl. Doble ryggmotorer
2009	Grå	Nordic sengen lanseres; Ny løfter og sengebunn	Linak elektronikk La 27 motorer Linak håndkontroll