

Sykehusseng OLYMPIA HOSPITAL II



En høydejusterbar, multifunksjonsseng som maksimerer pasientkomfort og brukervennlighet

OLYMPIA HOSPITAL II

Funksjoner

Sykehusseng Olympia Hospital II har et løfteområde på 38-78,5 cm uten madrass. Den finnes i tre versjoner; med Trix forlengbare sidegrinder og Twin vertikaldelte sidegrinder, begge med Jaro avtakbare gavler, og Twin delte sidegrinder eller Atmosphere 3/4-dels nedfellbare sidegrinder med Lauro avtakbare gavler. Alle sengene kan forlenges stegvis til 220 cm og har gavler med avviserhjul.

Sengen har Trendelenburg/antiTrendelenburg-funksjon, og leveres med låsbar håndkontroll, som sikrer riktig bruk. Den har manuell CPR-hendel og batteri back-up. Sengen leveres standard med hjul på Ø125 mm, med sentralbrems og retningssperre. Sengen har Safe Working Load på 230 kg. Sengen kan også leveres med et separat pleierpanel, som gjør at personalet kan styre alle sengens funksjoner fra et panel i fotenden.

Liggeflaten er firedelt, med en rygg som trekker seg tilbake når den heves. Dette minimerer skyvekraftene på huden og personen skyves ikke ned mot fotenden av sengen. Ved hjelp av motorer reguleres liggeflatens ulike deler. En komfortknapp regulerer liggeflaten til sitteleie eller planleie ved hjelp av ett trykk, uavhengig av hvordan liggeflaten er stilt inn i utgangspunktet. Liggeflaten har stålammeller som gir god stabilitet og komfort.

Olympia Hospital II er et stabilt og godt arbeidsredskap for pleie-personalet, samtidig som sengen gir brukere som ligger i sengen god liggekomfort og gode stillinger.

Et stort utvalg tilbehør gir en bedre pleiehverdag for alle parter. Se egen brosjyre.

Olympia Hospital II er produsert i henhold til sengenorm 60601-2-52.



SPESIFIKASJONER

SWL (Safe Working Load)	230 kg
Yttermål, bredde	100 cm
Yttermål, lengde	212 cm
Madrassmål, bredde	85 cm
Madrassmål, lengde	200 cm
Forlengelse av sengen	20 cm
Høydejustering	38-78,5 cm
Frigang under løfter	17 cm
Ryggstøtte tilt	0-70 °
Bendel tilt	0-34 °
Fotdel tilt	4 trinn
Autoregresjon av liggeflate	>10 cm
Hjuldiameter	125 mm
Låsing av hjul	Sentralbrems, retningssperre
Vekt	125 kg
Farge metalleder	RAL 9006 Alu (lys grå)
Standard	EN60601-2-52

Opsjoner og tilbehør

Oversikt over opsjoner og tilbehør finner du på vår nettside www.puls-norge.no/pleiesenger.

