



Pleieseng Olympia Hospital XLow

EN HØYDEJUSTERBAR, MULTIFUNKSJONSSENG SOM MAKSIMERER PASIENTKOMFORT OG BRUKERVENNLIGHET.

Olympia Hospital XLow



FUNKSJON

Pleieseng Olympia Hospital XLow har et løfteområde på 25-80 cm uten madrass. Dette gjør risikoen for å falle ut av sengen til et minimum. Den leveres med Trix forlengbare sidegrinder, som kan forlenges stegvis til 220 cm, og Jaro avtakbare gavler med avviserhjul.

Sengen leveres standard med Linea doble hjul på Ø125 mm, sentralbrems og retningssperre. Sengen har en Safe Working Load på 230 kg og leveres med Trendelenburg/antiTrendelenburg funksjon.

Olympia Hospital XLow leveres som standard med manuell CPR-funksjon, håndkontroll med låsbare funksjoner og batteri back-up.

Liggeflaten er firedelt, med en rygg som trekker seg tilbake når den heves. Dette minimerer skyvekraftene på huden og personen skyves ikke ned mot fotenden av sengen. Ved hjelp av motorer reguleres liggeflatens ulike deler. En komfortknapp regulerer liggeflaten til sitteleie eller planleie ved hjelp av en knapp, uavhengig av hvordan liggeflaten er stilt inn i utgangspunktet. Liggeflaten har stållameller som gir god stabilitet og komfort.

Olympia Hospital XLow er et stabilt og godt arbeidsredskap for pleiepersonalet, samtidig som sengen gir brukere som ligger i sengen god liggekomfort og gode stillinger.

Et stort utvalg tilbehør gir en bedre pleiehverdag for alle parter. Se egen brosjyre.

Olympia Hospital XLow er produsert i henhold til sengenorm 60601-2-52.



SPESIFIKASJONER

SWL (Safe Working Load)	230 kg
Yttermål, bredde	100 cm
Yttermål, lengde	212 cm
Madrassmål, bredde	85 cm
Madrassmål, lengde	200 cm
Forlengelse av sengen	20 cm
Høydejustering	25-80 cm
Frigang under løfter	15 cm
Ryggstøtte tilt	0-70 °
Bendel tilt	0-34 °
Fotdel tilt	4 trinn
Autoregresjon av liggeflate	>10 cm
Hjuldiameter	125 mm twin
Låsing av hjul	Sentralbrems, retningssperre
Vekt	125 kg
Farge metalldele	RAL 9006 Alu (lys grå)
Standard	EN60601-2-52

GRINDER

Trix sidegrinder - teleskop (tre grindbommer).
Kan stegvis reguleres til 220 cm.



OPSJONER OG TILBEHØR

Oversikt over opsjoner og tilbehør finner du i bestillings-skjemaet. Du finner dette og mer informasjon om produktet på vår nettside www.puls-norge.no/pleiesenger