

Dusjkrakk UNI RUND

*Frittstående
dusjkrakk*



Dusjkrakk Uni Rund er frittstående og kan brukes overalt. Den egner seg spesielt i dusjkabinett eller i baderom med begrenset plass.

UNI RUND



Frittstående dusjkrakk

Dusjkrakk Uni Rund kan brukes overalt og egner seg spesielt i dusjkabinett eller i baderom med begrenset plass. Den kan brukes til å sitte på foran håndvasken eller i dusjen. Krakken har rundt sete.

Bena er utstyrt med grå doppsko som gjør at krakken står stødig. Setehøyden kan justeres i forskjellige høyder. Doppskoene er utstyrt med hull som drenerer vann.

Vedlikehold

Tørkes av etter bruk. Vaskes med vanlige rengjøringsmidler uten slipende eller etsende virkning.

Det frarådes å bruke oppløsningsmidler og klor. Vasketemperatur maks. 85°C, tåler høytrykkspyling.

SPESIFIKASJONER

Setediameter	31 cm
Total bredde	48 CM
Høyderegulerbar i 10 trinn	42,5–62,5 cm
Største brukervekt	150 kg
Vekt	1,5 kg

Hovedprodukter

HMS nr.	Varenr.	Varebeskrivelse
005381	200160001	Dusjkrakk Uni Rund 31 cm Ø, høyderegulerbar, hvit



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no