

# Toalettstøtte ROPOX LOIRE



Det er få steder det er så viktig å være selvhjulpne som på toalettet. Tre høyder på toalettstøtten gir brukeren støtte under alle tre deler av oppreising og forflytning, og slik gjør toalettstøtte Ropox Loire flere brukere mer selvhjulpne. I tillegg kan den stå oppreist i en hvilken som helst mellomposisjon mellom helt oppreist og helt nedfelt, og er derfor enkel å hente ned og skyve opp, uten at det gjør vondt i armen.

# ROPOX LOIRE



## Selvhjulpen

Tre høyder på toalettstøtten gir brukeren støtte under alle tre deler av oppreisningen/forflytningen; Den laveste når man flytter vekten fra toalettet og over på bena, den midtre når man strekker bena og reiser seg opp i stående stilling, og den høyeste når man flytter seg bort fra toalettet, f.eks. ved forflytning over i rullestol. Den tredje høyden oppnås ved å bruke tilbehøret reise/sittegrep.

## Komfortabel

Toalettstøtte Ropox Loire kan stå oppreist i en hvilke som helst mellomposisjon mellom helt oppreist og helt nedfelt. Den er derfor enkel å hente når man har satt seg og å skyve opp ved forflytning til og fra rullestol, uten at det gjør vondt i armen. Den brede, ovale formen er god å gripe rundt og god mot hånden når denne vektbelastes.

## Trygg

Toalettstøtten har en overflate som ikke blir glatt når man er våt på hendene.

## Valgfrihet

Toalettstøtte Loire leveres også i en rett variant.

## Hovedprodukter

Varenr.	Varebeskrivelse
40-40110	Ropox Loire Straight, brukervekt 80 kg
40-40115	Ropox Loire Wave, brukervekt 80 kg
40-40120	Ropox Loire Straight med støtteben, brukervekt 135 kg
40-40125	Ropox Loire Wave med støtteben, brukervekt 135 kg
40-40130	Ropox Loire Straight med bøyle, brukervekt 140 kg
40-40135	Ropox Loire Wave med bøyle, brukervekt 140 kg
40-40140	Ropox Loire Straight med bøyle, brukervekt 190 kg
40-40145	Ropox Loire Wave med bøyle, brukervekt 190 kg

## Tilbehør

Varenr.	Varebeskrivelse
40-40910	Toalettullholder
40-40925	Reise/sittegrep
40-40906	Høyderuleringsbeslag, 12 cm



handicare

Telefon 03250  
www.handicare.no