



GÅBORD

# BURE STANDARD GAS

Enkelt og greit ganghjelpemiddel



*at the heart of healthcare*

# BURE STANDARD GAS

Gåbord Bure Standard Gas passer for deg som vil ha et kvalitetsgåbord som enkelt kan innstilles trinnløst, men som ikke behøver oppreisningshjelp ved hjelp av gåbordet.

## Stabil

Gåbordet har anatomiske puter som avlaster skuldre, armer og nakke. I stedet flyttes fokus til større muskelgrupper som ben- og brystmuskler. På den måten forbedres stabiliteten og bordet blir lettere å kontrollere.

## Smidig, trinnløs justering

Med manuell heving og senking ved hjelp av en gasfjær er det enkelt å forhåndsinnstille gåbordet til riktig høyde. Når pasienten står kan høyden deretter justeres trinnløst slik at den er behagelig, gir riktig støtte og er optimal for gange.

## Motstandsdyktig mot vann

Alle elektriske detaljer på Bure Standard Gas har IP-grad 65. Den kan derfor også brukes i våtrom.

## Ergonomiske håndtak

Ergonomisk utformede håndtak som kan justeres trinnløst i alle retninger for best individuell tilpasning. Ikke minst viktig for slagpasienter som kan nå sin «normale» håndstilling på denne måten.



## SPESIFIKASJONER

Benbredde yttermål	78 cm
Lengde	80 cm
Høyde med 75mm hjul	90-129 cm
Høyde med 125 mm hjul	92,5-132,5 cm
Armstøtte innermål	25-50 cm
Hjuldiameter	75/125 mm
Maks brukervekt	150 kg

## Utfellbare armlener

De anatomisk utformede armlenene kan foldes ut slik at brukeren lett kan nå håndtakene.

## Låsbare hjul

Bure XL har fire individuelt låsbare hjul som standard.

## Bærekraftig

Gåbordet er designet for å vare lenge. For eksempel er det et ekstra forsterkningsbånd rundt armlensputene for å hindre at de sprekker når de treffes fra siden.