

Mediq Norge gjør sitt ytterste for at all informasjon skal være korrekt, men tar forbehold om feil. 10-2023



GÅBORD BURE XL

Trygg, stabil og solid for større og tyngre pasienter



at the heart of healthcare

Bure XL

Bure XL er designet for større og tyngre pasienter og har derfor ekstra plass og styrke. Da det ved pleie av tyngre pasienter er ekstra viktig med kraftige hjelpemidler, leveres Bure XL alltid med elektrisk hev/senk mekanisme.

Stabil

Gåbordet har anatomiske puter som avlaster skuldre, armer og nakke. I stedet flyttes fokus til større muskelgrupper som ben- og brystmuskler. På den måten forbedres stabiliteten og bordet blir lettere å kontrollere.

Smidig, trinnløs justering

Med elektrisk heving og senking er det enkelt å forhåndsinnstille gåbordet til riktig høyde. Når pasienten står kan høyden deretter justeres trinnløst slik at den er behagelig, gir riktig støtte og er optimal for gange.

Elektrisk hev/senk

Bure XL er et unikt hjelpemiddel når du skal hjelpe en pasient eller bruker opp/ned. Personalets belastning reduseres og dermed også risikoen for slitasjeskader.

Motstandsdyktig mot vann

Alle elektriske detaljer på Bure XL har IP-grad 65. Bure XL kan derfor også brukes i våtrom.

Åpen konstruksjon

Den åpne konstruksjonen gir samme stabilitet som et vanlig gåbord, men har større manøvreringsrom.

Designet for tyngde

Bure XL er designet for å gi god støtte til tyngre pasienter på opptil 240 kg. Gåbordet er også utvidet for å gi god stabilitet og god plass. Innvendig mål er 44-62 cm. Den ekstra benplassen gjør det spesielt enkelt for pasienter som trenger ekstra gangplass på grunn av for eksempel spastiske benbevegelser.



Ergonomiske håndtak

Ergonomisk utformede håndtak som kan justeres trinnløst i alle retninger for best individuell tilpasning. Ikke minst viktig for slagpasienter som kan nå sin «normale» håndstilling på denne måten.

Lett tilgjengelig håndkontroll

Håndkontrollen er plassert slik at begge hendene til pleieren eller brukeren lett kan nå den.

Utfellbare armlener

De anatomisk utformede armlenene på Bure XL kan foldes ut slik at brukeren lett kan nå håndtakene.

Bærekraftig

Gåbordet er designet for å vare lenge. For eksempel er det et ekstra forsterkningsbånd rundt armlensputene for å hindre at de sprekker når de treffes fra siden.

Sykehus- og pleiemiljøer

På grunn av sin størrelse passer Bure XL best på sykehus og institusjoner.

Låsbare hjul

Bure XL har fire individuelt låsbare hjul som standard.

Tilbehør

- Infusjonsstativ
- Sidestøtter
- Ståplater kort/lang
- Håndbrems
- Underbenstøtte
- Myk veske
- Oksygenkolbeholder
- Kjørehåndtak
- Hælband
- Tippebeskyttelse



Varenr.	Varenavn	Ytermål bredde	Lengde	Løftehøyde	Maks. brukervekt	Hjuldiameter
30030960	Bure XL	86 cm	78 cm	95-135 cm	240 kg	125 mm