



KRYKKE CLASSIC

Modellnummer 220DS-S10 og 220DS1-S11



at the heart of healthcare

CLASSIC

- Ergonomisk grep med myk overflate sikrer meget god friksjon, komfort og trygghet.
- Doppsko laget av miljøvennlig slitesterk naturgummi med metallinnlegg.
- Doppsko har ventileringsspor slik at vakumdannelse mot underlag forhindres.
- Refleks foran og bak for økt sikkerhet og synlighet.
- Enkelt høydejusterbar i 10 høyder med trykknapp.
- Meget godt justeringsintervall sikrer at den passer til de aller fleste.
- Armbøyle laget av høykvalitets glassfiberforsterket materiale.
- Art.nr. 220DS1-S11 har påmontert ispigg med 1 pigg.
- Enkel å felle opp/ned og sikrer trygg ferdsel på vinterføre.



MAKSIMUM vektbelastning 140 kg

VEKT 675 g / stk

Produsent:




9 cm



Innvendig
ø16 mm



Utvendig
ø40 mm



Refleks ø27 mm
For- og bakside
Art.nr. 15227

Ergo Soft håndtak



Greplengde
11 cm

A 23 cm
B 73,5 - 96 cm

