

# UPPTÄCK OXY-EFFEKTEN

Nästa generations desinfektionsmedel baserat på Snabbverkande H<sub>2</sub>O<sub>2</sub><sup>TM</sup>

## SÄKRA

### BASERADE PÅ ANSVARSFULLA AKTIVA INGREDIENSER

- ▲ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> bryts ner till vatten och syre vid användning
- ▲ Rengör med växtbaserade tensider
- ▲ Samtliga ingredienser är biologiskt nedbrytbara

### SÄKRA ATT ANVÄNDA

- ▲ Innehåller inga lösningsmedel (vattenbaserade)
- ▲ Ej brandfarliga eller irriterande
- ▲ Ingen aerosolbildning med skumspray

### MOTVERKAR ANTIMIKROBIELL RESISTENS

- ▲ Lämnar inga aktiva rester på ytan vid användning

### ALKOHOLFRIA

- ▲ Bred materialkompatibilitet inkl. pekskärmar, etc
- ▲ Brett tillämpliga, undvik endast marmor samt metaller som är känsliga för oxidationsmedel (exempelvis koppar)

## EFFEKTIVA

### VERKAR SNABBT OCH EFFEKTIVT

- ▲ Baktericid, jästicid, fungicid, mykobaktericid och även sporicid effekt (C. diff) på 5 min
- ▲ Medlen är även fullt virucidal - för respektive virucida inverkanstider, se produktbladets tabell
- ▲ Praktiskt genomförbara inverkanstider även i smutsiga förhållanden



## PRAKTISKA

### ENKLA ATT ANVÄNDA

- ▲ Bruksfärdiga (ingen utspädning) servetter och sprayflaskor
- ▲ Vägghållare finns tillgängliga

### MIKROFIBER-KOMPATIBLA

- ▲ För extra städning och bekvämlighet
- ▲ Kan användas med de flesta golvmoppar

### HÅLLBARHETSTID

- ▲ Skumspray: 24 mån öppnad (samma för öppnad förpackning)
- ▲ Servetter: 24 mån öppnad 3 mån för öppnad förpackning)

### HÖGKVALITATIV 50 GSM (GRAM PER M<sup>2</sup>) SERVETT

- ▲ Ekonomisk användning
- ▲ För större ytor (upp till 4 m<sup>2</sup>)

### SPARAR TID

- ▲ Samma produkt kan användas för både rengöring och desinfektion
- ▲ Desinfektion kan utföras med patienter närvarande
- ▲ Användarvänligheten underlättar efterlevnad av hygienriktlinjer

**ECOLAB AB**  
Glasfibergratan 10,  
SE-125 45 Älvsjö,  
Sweden  
+46 8 60 32 200  
www.se.ecolab.eu

**ECOLAB**  
**DEUTSCHLAND GmbH**  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany  
+49 (0) 2173 599 0  
www.de.ecolab.eu

CE 0297

**ECOLAB**<sup>®</sup>