



# NATTBORD QLASSIC

Et enkelt, smart og stabilt nattbord



*at the heart of healthcare*

# QLASSIC



## Nattbord Qlassic

Qlassic er et enkelt, smart og stabilt nattbord med innebygd spiseklaff. Med et enkelt håndgrep kan høyden på nattbordet justeres. Den har to stk skuffer samt egen skohyller i bunnen.

## Praktisk spiseplate

Nattbordet har innebygd spiseplate som enkelt kan dras ut. Når spiseplaten er dratt ut i ytterste posisjon kommer en låseknapp til syne for å holde platen på plass. For å kunne skyve platen inn igjen, må knappen presses ned. Støtteskinner gjør at spiseplaten er stødig i ytre posisjon.

## Tilleggsutstyr

Nattbordet kan enkelt tilpasses så det passer til både høyre og venstre side av sengen. Som tilbehør finnes vinkeljusterbar spiseplate.

## Rengjøring

Samtlige overflater kan rengjøres med vanlig rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Nattbordet skal ikke høytrykkspyles.

## SPESIFIKASJONER

Bordplate (BxL)	45x62 cm
Spiseplate (BxL)	44-50 cm
Høyderegulering av spiseplaten	75-99 cm
Maks belastning av spiseplaten	12 kg
Vekt	30 kg
Hjuldiameter, standard	65 mm
Låsning av hjul	Individuelt på hvert hjul

## Materiale:

Bordplate og spiseplate	Høytrykkslaminat
Kabinett med skuffer	Laminert MDF
Stativ og skohyller	Pulverlakkert stål

