



# SYKEHUSSENG ARTENA HOSPITAL

En høydejusterbar, multifunksjonsseng som maksimerer pasientkomfort og brukervennlighet



*at the heart of healthcare*

# ARTENA HOSPITAL



## Funksjoner

Pleieseng Artena Hospital har et løfteområde på 38-78,5 cm uten madrass. Den finnes i to versjoner; med Trix forlengbare sidegrinder, som kan forlenges stegvis til 220 cm, eller Atmosphere 3/4-dels nedfellbare sidegrinder, som gjør at sengen kan forlenges stegvis til 220 cm.

Sengen leveres standard med hjul på Ø125 mm, sentralbrems og retningssperre. Sengen har en Safe Working Load på 230 kg.

Liggeflaten er firedelt, med en rygg som trekker seg tilbake når den heves. Dette minimerer skyvkreftene på huden og personen skyves ikke ned mot fotenden av sengen. Ved hjelp av motorer reguleres liggeflatens ulike deler. En komfortknapp regulerer liggeflaten til sitteleie eller planleie ved hjelp av ett trykk, uavhengig av hvordan liggeflaten er stilt inn i utgangspunktet. Liggeflaten har stållameller som gir god stabilitet og komfort.

Artena Hospital er et stabilt og godt arbeidsredskap for pleiepersonalet, samtidig som sengen gir brukere som ligger i sengen god liggekomfort og gode stillinger.

Et stort utvalg tilbehør gir en bedre pleiehverdag for alle parter. Se egen brosjyre.

Artena Hospital er produsert i henhold til sengenorm 60601-2-52.

## SPESIFIKASJONER

SWL (Safe Working Load)	230 kg
Yttermål, bredde	100 cm
Yttermål, lengde	212 cm
Madrassmål, bredde	85 cm
Madrassmål, lengde	200 cm
Forlengelse av sengen	20 cm
Høydejustering	38-78,5 cm
Frigang under løfter	17 cm
Ryggstøtte tilt	0-70 °
Bendel tilt	0-34 °
Fotdel tilt	4 trinn
Autoregresjon av liggeflate	>10 cm
Hjuldiameter	125 mm
Låsing av hjul	Sentralbrems, retningssperre
Vekt	125 kg
Farge metalldele	RAL 9006 Alu (lys grå)

## Opsjoner og tilbehør

Oversikt over opsjoner og tilbehør finner du på vår nettside [www.mediqnor.no](http://www.mediqnor.no)