



CURERA POSISJONERING

Puter og pøller for posisjonering av voksne



at the heart of healthcare



Kilepute Curera

Kilepute Curera brukes til posisjonering og leie-forandring. Brukes blant annet til å plassere en bruker i sideleie for avlastning av korsbenet, som er et ekstra trykkbelastet område. Kileputen er lett å bruke og rengjøre.

Den leveres med et hygienetrekk som tåler spritavtørkning og som kan vaskes på 95 grader.

Materiale: Kaldskum.

SPESIFIKASJONER

51-100001 Kilepute Curera str. 70x26x15,5 cm

51-100002 Hygienetrekk 70x26x15,5 cm





Hælbeskytter Molly

Hælbeskytter Molly er utviklet for avlastning av heler i forbindelse med sårbehandling.

Hælbeskytter Molly er myk og behagelig på benene og enkel å ta på. Dette gjør det lettere for brukeren å bevege benene.

Den leveres med et hygienetrekk som tåler spritavtørkning og som kan vaskes på 95 grader.

Materiale: Thermoelastisk skum.

SPESIFIKASJONER

51-100011 Molly Small

51-100012 Molly Medium

51-100013 Molly Large

51-100021 Hygienetrekk Small

51-100022 Hygienetrekk Medium

51-100023 Hygienetrekk Large





Multipute Curera

Unngå trykksår på kne og heler med bruk av multipute. Denne universalputen kan plasseres mellom knær eller under ben og heler for avlastning.

Den leveres med bomullstreck som kan vaskes på 95 grader.

Materiale: 50% kaldskum og 50% polyesterfiber.

SPESIFIKASJONER

14-001030 Multipute Curera 75x75 cm

14-001130 Hygienetreck 75x75 cm





Posisjoneringspute Curera

Posisjoneringspute Curera er en pute med gode hygieniske egenskaper. Putefyllet består av fiber som lett kan fluffes opp for å beholde den vanlige formen på puten.

Den leveres med et hygienetrekk som tåler spritavtørkning og som kan vaskes på 95 grader.

Materiale: 50% kaldskum og 50% polyesterfiber.

SPESIFIKASJONER

14-001010 Posisjoneringspute Curera 25x80 cm

14-001011 Posisjoneringspute Curera 50x60 cm

14-001012 Posisjoneringspute Curera 50x85 cm

14-001110 Hygienetrekk 25x80 cm

14-001111 Hygienetrekk 50x60 cm

14-001112 Hygienetrekk 50x85 cm



Nakkepute Curera

Nakkepute Curera gir en behagelig avlastning for nakken. Nedsatt beveglighet øker risikoen for trykksår, men med leieforandringer kan risikoen for trykksår minskes.

Posisjoner etter behov i både liggende og sittende stilling. Nakkepute Curera er lett å bruke og rengjøres.

Den leveres med hygienetrekk som tåler spritavtørkning og som kan vaskes på 95 grader.

Materiale: 50% kaldskum og 50% polyesterfiber.

SPESIFIKASJONER

14-001025 Nakkepute Curera



Posisjoneringspølle Curera

Posisjoneringspøllene benyttes til å forandre på sitte- og liggestillinger. De kan brukes til å motvirkesmerter og spastisitet ved ryggeleie og avlastning av korsbenet og hoftekammen ved sideleie.

Pøllene kan også benyttes ved maveleie for avlastning av skuldre, ryggrad, hofter og heler. Pøllene finnes i 3 størrelser.

Den leveres med et hygienetrekk som tåler spritavtørkning og som kan vaskes på 95 grader.

Materiale: 50% kaldskum og 50% polyester-fiber.

SPESIFIKASJONER

14-001035 Posisjoneringspølle Curera 20x225 cm

14-001036 Posisjoneringspølle Curera 20x125 cm

14-001037 Posisjoneringspølle Curera 15x60 cm

14-001141 Hygienetrekk 20x225 cm

14-001142 Hygienetrekk 20x125 cm

14-001143 Hygienetrekk 15x60 cm





Posisjoneringspute Curera

En fleksibel posisjoneringspute for leieforandringer. Nedsatt bevegelse øker risikoen for trykksår, men med leieforandringer kan risikoen for trykksår minskes. Denne puten benyttes ofte i par til forandringer i ryggeleie, utvidelse av lungene ved pusteproblemer og til avlastning av skulderblad og rygg.

Den leveres med bomullstrekk som kan vaskes på 95 grader.

Materiale: 50% kaldskum og 50% polyesterfiber.

SPESIFIKASJONER

14-001010 Posisjoneringspute Curera 25x80 cm

14-001110 Hygienetrekk 25x80 cm



Ryggpute Curera

Ryggpute Curera med vinge for avlastning av rygg. Puten plasseres bak ryggen på brukeren og vingen under brukeren fikserer posisjonen. Ryggputen plasseres etter behov i både liggende og sittende leie.

Nedsatt bevegelse øker risikoen for trykksår, men med leieforandringer kan risikoen for trykksår minskes.

Den leveres med et hygienetrekk som tåler spritavtørkning og som kan vaskes på 95 grader.

Materiale: 50% kaldskum og 50% polyesterfiber.

SPESIFIKASJONER

14-001020 Ryggpute Curera 50x85 cm

