



HVILE- OG TRANSPORTSTOL FERO BARIATRIC

Hvile- og transportstol med god sittekomfort



at the heart of healthcare

FERO BARIATRIC



Funksjon

Fero Bariatric er en svært komfortabel stol som er spesielt utviklet for bariatriske pasienter. Den elektrisk vipbare ryggstøtten og de høykvalitets polstringsmaterialene garanterer en optimal komfort når pasienten ønsker å sitte ned lenge.

De hev- og senkbare armlenene gjør det mulig å forflytte pasienten veldig enkelt. Stolen leveres med fire Ø125 mm hjul, slik at man enkelt kan flytte brukeren i stolen. Hjulene er utstyrt med en sentral bremsemekanisme og retningssperre, som gjør at personalet kan flytte pasienten uten problemer. Videre er stolen utformet på en slik måte at den ikke står i kontrast til en moderne pleiestol.

Stolen kan leveres med en rekke farger, slik at den passer inn i rommets øvrige fargepalett.

Tilbehør

Avtakbar fotplate

Avtakbar fotskammel

Fleksibel håndkontrollholder

SPESIFIKASJONER

Lengde	100 cm
Dybde	85,5 cm
Høyde	125 cm
Setehøyde	47 cm
Setedybde	85,5 cm
Setebredde	79 cm
Høyde armlener	47-65 cm

